



# ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## ФЕВРУАРИ-МАРТ 2025



 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Експлорър ендодонтски DG16

Инструмент за откриване на орифициуми и обследване на ендодонтския кавитет

~~80,00~~  
**72 лева**




 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Екскаватор ендодонтски 31L

Ендодонтски екскаватор за отстраняване на размекнат гентин и калцификати

~~105,00~~  
**95 лева**



 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Костосъбирач

Длето за събиране на автоложен костен материал. Специалната извивка на работните краища осигурява максимална ефективност и същевременно позволява отличен визуален контрол на количеството събрана кост. Размери #1 и #2.

**155 лева**



 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Кюрета хирургична Lucas

Размери 2.0 mm и 2.5 mm

**93 лева**



 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Елеватор апикален Heidbrink

Размери #1, fine и #2, medium

**155 лева**



 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

### Пинсета Semken

Извита, 15 cm и хирургична 1x2 зъба, извита, 15 cm

**46 лева**



## PerfectEtch-E Blue

Ецващ гел син, 37% фосфорна киселина  
Шприца 60 г, 5 празни 3 ml спринцовки, 50 апликатора



~~60,00~~  
**55 лева**

## Flow-E

Течен нанокмозит, подходящ за възстановявания от клас III, IV и V, като подложка при кавитети клас I и II. Рентгеноконтрастен, ниска свиваемост и отлични характеристики на течливост. Цветовете А2 и А3, шприца 2 г с 5 накрайника.



~~38,00~~  
**34 лева**

## Апликаторни четки Perfection Plus

Със съваеми краища за трудно достъпни зони; 3 различни размера: супер фин (1 mm), фин (1.5 mm), стандарт (2 mm), on x 100 бр.



**7 лева**

## Подложки за смесване Perfection Plus

С устойчиво гланцово покритие  
7 x 9,5 cm, on x 70 бр.



**5 лева**

## Щифтове хартиени 200 бр./ гутапеккови 120 бр.

Тейпър .02



**9 лева**

## Рефили за ендостенд



**17 лева**

Онаковка x 50 броя

## Перфоратор Perfection Plus



**50 лева**

## Форцепс за клампи Perfection Plus



**40 лева**



## BR Rap

### Безжичен ендомотор с вързген апекслокатор

Устройство от най-висок клас, този ендомотор е създаден за специалисти, които търсят висока производителност и издръжливост в едно. Първокласен безчетков мотор, без шум, вибрации и отделяне на топлина. Възможност за завъртане на наконечника на 360°, осигурявайки лесен достъп и неограничени ъгли на обработка. Работа в ротационен и реципрочен режим. Динамичен контрол на счупването на иглата. Широк диапазон на скоростта (100-1200 Rpm) и въртящия момент ( 0,4 и 5,0 Ncm).

perfect®


~~1300,00~~  
**1100 лева**

## BR Touch

### Безжичен ендомоторски мотор

Първокласен безчетков мотор, без шум, вибрации и отделяне на топлина. Възможност за завъртане на наконечника на 360°, осигурявайки лесен достъп и неограничени ъгли на обработка. Работа в ротационен и реципрочен режим. Динамичен контрол на счупването на иглата. Широк диапазон на скоростта (100-1200 Rpm) и въртящия момент ( 0,4 и 5,0 Ncm).  
Ергономичен и удобен дизайн, тегло 107

perfect®



~~940,00~~  
**800 лева**



## Mini Apex

### Най-новият апекслокатор на D-perfect с портативен и изискан дизайн.

Точност на измерване 97%  
Акумулаторна, сменяема литиева батерия 180 mAh/7 дни  
Тегло 21 g  
Размери 52.6 x 34.2 x 14.5 mm

perfect®

~~380,00~~  
**320 лева**

## Glide Flow

Гъвкави полипропиленови канюли за иригация с гвустранни латерални отвори в .04 тейпър. Маркировки на дължината на 18 mm, 19 mm, 20 и 22 mm; опаковка x 20 броя

perfect®



**34 лева**



## D-Files

### Пили с D-образно сечение за тесни и

калцифицирани канали.

Размери 008, 010, 012, 015, дължина 25 mm  
Опаковка x 6 броя

perfect®

**15 лева**



## C-Pilot Files

**Ръчни стоманени пили за оформяне на гладък път, за калцифицирани и силно извити канали**

Много голяма здравина на инструмента, в резултат на допълнително закаляване на материала.

Размери 006, 008, 010, 012, 015, дължини 19, 21 и 25 mm

Неактивен връх, рентгеноконтрастна маркировка

Стерилни, блистер х 6 броя



~~38,00~~

**32 лева**

## Reciproc Blue

**Реципрочни пили от термично третиран никел-титан**

Размери 25/.08, 40/.06, 50/.05, посочените коничности са в първите 3 mm

Стерилни, за еднократна употреба

Блистер х 6 броя



~~248,00~~

**220 лева**

## VDW.Rotate, x3

**Система ротационни пили от термично третиран никел-титан**

Базови инструменти 015/.04, 020/.05 и 025/.04 или 025/.06

Стерилни, за еднократна употреба

Блистер х 6 бр.



~~432,00~~

**384 лева**

128 лв. за 1 блистер

## VDW.Gold.Reciproc

**Ендогонски мотор с ротационно и реципрочно въртене и с възраден апекслокатор**

Предварително зададени стойности за всички основни ротационни NiTi системи;

Функции AutoStop/Reverse, RECIPROC REVERSE, контрол на усукващия момент, звукова сигнализация

Допълнителна програма за канали с трудна анатомия

С батерии, възможност за работа и по време на зареждане

Гаранция 3 години



~~6500,00~~

**4650 лева**

## VDW.Silver.Reciproc

**Ендогонски мотор**

Предварително зададени стойности за всички основни ротационни NiTi системи;

Функции AutoStop/Reverse, RECIPROC REVERSE, контрол на усукващия момент, звукова сигнализация

С батерии, възможност за работа и по време на зареждане

Гаранция 3 години



~~3800,00~~

**2850 лева**